

**YÊU CẦU BÁO GIÁ (Số 22/10/23)**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2023-2024 của Bệnh viện Phụ Sản với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Oanh  
Số điện thoại: 0397.712.595  
Địa chỉ email: duoc.bvps@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 8 tháng 11 năm 2023  
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục trang thiết bị y tế (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.</li><li>- Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng</li></ul>
------------------------------	--

Yêu cầu vận chuyển	- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng
--------------------	---

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

**Nơi nhận:**

- Nơi kính gửi;
- Lưu: Dược, VT.

**GIÁM ĐỐC**



**GIÁM ĐỐC**

**PGS.TS.BS Vũ Văn Lâm**

## PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hoá hoặc tương đương	Số lượng	Đơn vị tính	Thông tin sản phẩm
1	Flushing Medium 125ml	02	Lọ	<p>Là môi trường dùng để chọc hút, và rửa các phức hợp tế bào noãn-cumulus người trong quá trình chọc hút từ buồng trứng để thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.</p> <p>Thành phần: Nước; Heparin; Sodium Chloride; HEPES Sodium Salt; HEPES Free Acid; Human Serum Albumin; Sodium Bicarbonate; Glucose; Potassium Chloride; Calcium Chloride; Sodium Phosphate monobasic; Sodium Pyruvate; Magnesium Sulphate; SSR® (Synthetic Serum Replacement)*; Gentamicin Sulphate; Phenol Red</p> <p>Bảo quản: Từ 2-8°C, tránh ánh nắng trực tiếp.</p> <p>Không được trữ đông</p> <p>* Đã được kiểm tra chất lượng nghiêm bằng các thử nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã được kiểm tra độ vô trùng (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được kiểm tra áp lực thẩm thấu (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được kiểm tra nồng độ pH (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được kiểm tra nội độc tố <math>\leq 0.1</math> EU/ml (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được phân tích HSA (Ph.Eur., USP)</li> <li>- Đã được thử nghiệm trên phôi chuột (MEA tested)</li> </ul>

PHC  
VIỆT  
SẢN



2	Global Total LP 10ml	08	Lọ	<p>Là môi trường nuôi cấy phôi người liên tục hệ đơn bước, từ giai đoạn hợp tử đến phôi nang, chuyển phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.</p> <p>Thành phần: Sodium Chloride, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Potassium Phosphate, Magnesium Sulfate, Sodium Bicarbonate, Glucose, Lactate Na Salt, Sodium Pyruvate, Glycine, L-Alanine, L-Arginine HCl, L-Asparagine, L-Aspartic Acid, L-Cystine, L-Glutamic Acid, Glycyl-Glutamine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine HCl, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine, EDTA, Phenol Red, Human Serum Albumin* (5 mg/ml), Gentamicin Sulfate* (10 µg/ml)</p> <p>Bảo quản: Từ 2-8°C, tránh ánh nắng trực tiếp.</p> <p>* Đã được kiểm tra chất lượng nghiêm bằng các thử nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ pH (với 5% CO<sub>2</sub>): 7.2-7.4</li> <li>- Độ thẩm thấu: 260-270 mOsM</li> <li>- Nội độc tố (LAL): ≤ 0.5 EU/ml</li> <li>- Kiểm tra vô trùng (sàng lọc vi khuẩn và nấm, SAL 10<sup>-3</sup>): Đạt</li> <li>- Thử nghiệm trên tế bào phôi chuột (% phôi nang mở rộng sau 96 giờ nuôi cấy): ≥ 80%</li> </ul>
3	Liquid Paraffin 5x60ml	25	Lọ	<p>Liquid Paraffin là loại dầu phủ chuyên dùng để phủ lên đĩa môi trường nuôi cấy phôi người trong hỗ trợ sinh sản.</p> <p>Bảo quản: Từ 2-8°C, tránh ánh nắng trực tiếp. Không được trữ đông.</p> <p>* Đã được kiểm tra chất lượng nghiêm bằng các thử nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã kiểm tra độ vô trùng (Ph.Eur., USP)</li> <li>- Đã được thử nghiệm trên phôi chuột (MEA tested)</li> <li>- Đã được kiểm tra nội độc tố ≤ 0.1 EU/ml (Ph. Eur., USP)</li> </ul>

4	Sperm Preparation Medium 5x60ml	01	Lọ	<p>Sperm Preparation Medium là môi trường dùng để rửa tinh trùng người trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.</p> <p>Thành phần: Nước, Sodium Chloride, Human Serum Albumin, HEPES Free Acid, Sodium Bicarbonate, Glucose, Potassium Chloride, Calcium Chloride, Sodium Phosphate monobasic, HEPES Sodium Salt, Magnesium Sulphate, Sodium Pyruvate, SSR® (Synthetic Serum Replacement)*, Gentamicin Sulphate, Phenol Red (1070 only).</p> <p>Bảo quản: Từ 2-8°C, tránh ánh nắng trực tiếp.</p> <p>Không được đông đá.</p> <p>* Đã được kiểm tra chất lượng nghiêm bằng các thử nghiệm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã được kiểm tra vô trùng (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được kiểm tra áp lực thẩm thấu (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được kiểm tra độ pH (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được kiểm tra độc tố ≤ 0.1 EU/ml (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được phân tích HSA (Ph. Eur., USP)</li> <li>- Đã được kiểm tra tỷ lệ sống của tinh trùng sau lọc rửa</li> </ul>
5	Bơm tiêm 10ml đầu xoắn- BD 302149	05	Hộp	<p>Dùng trong quá trình chọc hút trứng trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Đầu bơm có rãnh xoắn, không chứa dầu và các chất độc hại ảnh hưởng đến chất lượng trứng/ phôi. Dung tích: 10ml, có chia vạch.</p> <p>Tiệt trùng từng cái.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO, CE hoặc tương đương.</p>
6	Nunc IVF 60mm Dish - 150270	03	Thùng	<p>Dùng để nuôi cấy tế bào phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Trong suốt. Diện tích nuôi cấy: 1.9 cm<sup>2</sup>. Kích thước: 66 x 66 mm.</p> <p>Tiệt trùng.</p>



