

YÊU CẦU BÁO GIÁ (Số 49/11/23)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2023-2024 của Bệnh viện Phụ Sản với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Số điện thoại: 0397.712.595
Địa chỉ email: duoc.bvps@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 11 năm 2023
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	<ul style="list-style-type: none">- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.- Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
------------------------------	--



Yêu cầu vận chuyển	- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng
--------------------	---

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không. ✓

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: Dược, VT.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hóa hoặc trong đương	Số lượng	Đơn vị tính	Thông tin sản phẩm
1	ASSAY CUP ELECSYS 2010/cobas e411	2	Hộp	Cup đựng hỗn hợp phản ứng
2	ASSAY CUP/ TIP ELECSYS ModularE170	3	Hộp	Bộ cốc đựng dung dịch phản ứng và đầu côn hút mẫu.
3	Tip CORE TIPS with Filter, 1ml	3	Hộp	Đầu côn 1ml. Thành phần chính: Nhựa.
4	ASSAY TIP ELECSYS 2010/cobas e411	3	Hộp	Đầu côn hút mẫu và hóa chất.
5	ASSAY CUP/ TIP ELECSYS ModularE170	2	Hộp	Bộ cốc đựng dung dịch phản ứng và đầu côn hút mẫu.
6	CREP2 cobas c111	2	Hộp	Thuốc thử xét nghiệm Creatinin theo phương pháp men Thành phần: R1 Đệm TAPS (N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid): 30 mmol/L, pH 8.1; creatinase (vi sinh): ≥ 332 $\mu\text{kat/L}$; $\mu\text{kat/L}$; sarcosine oxidase (vi sinh): ≥ 132 $\mu\text{kat/L}$; ascorbate oxidase (vi sinh): ≥ 33 $\mu\text{kat/L}$; catalase (vi sinh): ≥ 1.67 $\mu\text{kat/L}$; HTIB: 1.2 g/L; chất tẩy; chất bảo quản SR Đệm TAPS: 50 mmol/L, pH 8.0; creatininase (vi sinh): ≥ 498 $\mu\text{kat/L}$; peroxidase (củ cải): ≥ 16.6 $\mu\text{kat/L}$; 4-aminophenazone: 0.5 g/L; kali hexacyanoferrate (II): 60 mg/L; chất tẩy; chất bảo quản



