

YÊU CẦU BÁO GIÁ (Số 18/10/23)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phụ Sản có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2023-2024 của Bệnh viện Phụ Sản với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ Sản
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Họ tên: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Số điện thoại: 0397.712.595
Địa chỉ email: duoc.bvps@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận nghiệp vụ Dược- Khoa Dược- Bệnh viện Phụ Sản (Số 19 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2023 đến trước 17h ngày 31 tháng 10 năm 2023
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế (Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại bảng sau:

Yêu cầu về địa điểm cung cấp	<ul style="list-style-type: none">- Khoa Dược – Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.- Địa chỉ: Số 19 đường Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
------------------------------	--




Yêu cầu vận chuyển	- Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng
--------------------	---

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không.

Nơi nhận:

- Nơi kính gửi;
- Lưu: Dược, VT.



GIÁM ĐỐC
PGS.TS.BS *Từ Văn Lâm*

PHỤ LỤC

STT	Tên hàng hoá hoặc tương đương	Số lượng	Đơn vị tính	Thông tin sản phẩm
1	Warming Solution Set 205	05	Hộp	Set rã đông phôi – Warming Set 205 Bộ môi trường rã đông được sử dụng trong lab hỗ trợ sinh sản để rã đông phôi, trứng - Thành phần chứa: Modified HEPES Buffered MEM; Hydroxy Propyl Cellulose; Endotoxin free Trehalose - Dùng cho 5 lần rã đông - HSD môi trường: 1 năm - Đóng gói bao gồm: (5 x 1.8ml ES, 1 x 1.8ml DS, 2 x 1.8ml WS)/Kit/Set
2	Pasteur Pipette 150mm - D810/VA	03	Hộp	Làm bằng thủy tinh. Dùng để hút mẫu, chiết và chuyển các loại môi trường, dung dịch nuôi cấy tế bào tinh trùng, trứng, phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Dùng để tự kéo thành các loại đầu tip với kích thước nhỏ hơn, thay thế cho kim tách trứng/ kim vi thao tác trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Chiều dài: 150mm. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO hoặc tương đương.
3	Tip Eppendorf (0,1-20ul)	10	Hộp	Dùng để chiết và chuyển các loại môi trường, tế bào tinh trùng, noãn, phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Nguyên liệu: nhựa PS/PP. Dung tích: 0,1 -20ul. Chiều dài: 53mm. Tiệt trùng từng cái.
4	Tip Eppendorf (2-200ul)	10	Hộp	Dùng để chiết và chuyển các loại môi trường, tế bào tinh trùng, noãn, phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Nguyên liệu: nhựa PS/PP. Dung tích: 2-200ul. Chiều dài: 53mm. Tiệt trùng từng cái.
5	Cryotube 1,8ml - Nunc 375418	03	Gói	Dùng để chứa và trữ lạnh tinh trùng trong bình nitơ lỏng ở nhiệt độ âm sâu -196 độ C. Dung tích: 1.8ml. Đường kính: 12.5ml. Chiều cao : 48mm



